



GIMA

DEFIBRILLATORE AED RESCUE SAM - italiano

Codice: 33426
Categoria: Defibrillatori
NSIS: 360667
CND: Z12030599
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1



Descrizione: Rescue Sam è un defibrillatore esterno semi automatico predisposto per un utilizzo pubblico da persone poco esperte. Fornisce indicazioni semplici per le operazioni di soccorso. Fornito con batteria al litio (200 scariche o 4 ore di funzionamento), set di elettrodi adulti e manuale d'uso. In accordo con le Linee Guida 2010 AHA/ERC. Produzione italiana.

Caratteristiche tecniche:

- Modalità: semi-automatico (DAE)
- Forma d'onda: BTE (Bifasica esponenziale troncata) impedenza compensata
- Energia: 200 J fissa
- Controllo di carica: automatico da software (sistema di rilevazione dell'aritmia e controllo della carica)
- Tempo di ricarica: < 8 secondi
- Tempo tra una scarica e l'altra: < 20 secondi
- Acquisizione dati ECG: derivazione II mediante le piastre di defibrillazione.
- Banda passante da 1 Hz a 35 Hz
- Impedenza: 25 Ω to 200 Ω
- Sistema di analisi ECG:
 - Ritmi defibrillabili: Fibrillazione ventricolare o tachicardia ventricolare rapida
- Autotest: automatici, inserimento batteria giornalieri/settimanali/mensili
- Batteria: Monouso 12Vdc 4.2 Ah, LiMnO₂ a lunga durata
- Capacità batteria: 200 scariche o 4 ore di funzionamento
- Registrazione eventi: primi 60 minuti di ECG e eventi
- Dimensioni: 30 x 28 x 90 h cm
- Peso: 2.3 kg con batteria